


Heraeus



PalaXpress® ultra y Paladon® ultra.
Obtenga el doble de fiabilidad
en fortaleza y rendimiento



PALA®
That's prosthetics.

www.heraeus-pala.es

La familia Pala Ultra.

Argumentos sólidos – convincentes – para cubrir sus necesidades.



Paladon ultra



PalaXpress ultra



La gama de productos Pala ultra le proporciona mayor resistencia a la rotura y alto impacto para un mayor rendimiento.

Heraeus es el fabricante líder a nivel mundial de materiales dentales y se esfuerza constantemente en superar los límites de la innovación. Heraeus ha creado dos materiales de alto impacto para todo tipo de prótesis removibles especialmente indicado en sobredentaduras implantosoportadas.

PalaXpress ultra y Paladon ultra están disponibles en una escala de tonos para responder a las necesidades cotidianas.



Dr. Paulo Malo, presidente y director general del grupo Malo Clinic Health and Wellness Group

“Busque la perfección. ¡Nosotros lo hacemos!”

El Dr. Paulo Malo recomienda la resina autopolimerizable PalaXpress ultra de Heraeus de alta resistencia contra fracturas.




PalaXpress® ultra. Resina para prótesis seguras y duraderas para todas las situaciones.

La elevada resistencia y elasticidad de PalaXpress ultra se basa en un material innovador con una composición única. La nueva generación de polímeros se unen firmemente con los demás constituyentes durante la polimerización para proporcionar una elevada estabilidad a la innovadora prótesis de alto rendimiento. Las dentaduras de PalaXpress ultra son extremadamente fuertes. El material es muy duradero y estable a la vez que permanece flexible.

Ventajas:

- Mayor resistencia a las fracturas que los materiales autopolimerizables convencionales
- Bajo riesgo de fisuras en la elaboración y pulido
- Fácil de mezclar y procesar
- Fácil desenmoldado con riesgo reducido de fractura
- Gran estética
- Gran satisfacción entre clientes y pacientes
- Dentaduras perfectas y duraderas
- Gran estabilidad de color
- Biocompatibilidad certificada para usuarios y pacientes (ISO 10993)



La resistencia contra fracturas es una unidad de medición para medir la dureza contra rotura.

Fuente: Heraeus Kulzer, R&D Wehrheim






Paladon® ultra. Resina termopolimerizable de alto impacto que cumple con sus necesidades cotidianas.

Paladon ultra puede ser utilizado para una amplia gama de aplicaciones, sobredentaduras implantosoportadas, prótesis combinadas, prótesis parciales y completas. Al igual que PalaXpress ultra, Paladon ultra supera los valores recomendados de resistencia a fracturas, resistencia flexural y módulo de elasticidad. De esta forma permite aumentar la vida útil de la prótesis y garantiza la satisfacción del laboratorio, el dentista y el paciente.


Ventajas:

- Elevada resistencia a las fracturas
- Fácil desenmoldado con riesgo reducido de fractura
- Gran satisfacción entre clientes y pacientes
- Material de elevada duración para procesamiento rápido y sencillo
- Gran estabilidad de color
- Biocompatibilidad certificada para usuarios y pacientes (ISO 10993)



La mayor resistencia contra impactos reduce el riesgo de fracturas al mínimo.

Fuente: Heraeus Kulzer, R&D Wehrheim



En cumplimiento de la directiva europea 93/42/CEE,
nuestros productos cuentan con el marcado CE en base a su clasificación.

Contacto en Alemania:

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tlf. +49 6181 437-2522
Fax +49 6181 437-2329
info.dent@heraeus.com
www.heraeus-dental.com

Contacto en España:

Heraeus S.A.
Forjadores, 16
28660 Boadilla - Madrid
Tlf. +34 913580375
Fax +34 913580368
info-dental-es@heraeus.com
www.heraeus-dental.es

Contacto en México:

Heraeus Kulzer Mexico S.A. de C.V.
Homero 527
301 y 302 Co. Pol.
11560 Mexico
Tlf. +52 55.5531-5549
Fax +52 55.5255-1651
contacto@dheraeus-kulzer.com.mx
www.heraeus-kulzer.com.mx

