

**PalaXpress® ultra und Paladon® ultra.**  
Kunststofftechnisch auf dem neuesten Stand.



**PalaXpress ultra**  
Lieferform und Artikelnummer

Flüssigkeit	80 ml	500 ml
	6603 4268	6603 4251
Pulver	100 g	1000 g
rosa	6603 4265	6603 4252
rosa opak	6603 4266	6603 4258
rosa geadert	6603 4269	6603 4253
pink live	6603 4263	6603 4259
R50 geadert	6603 4264	6603 4254
farblos	6603 4267	6603 4255



**Paladon ultra**  
Lieferform und Artikelnummer

Flüssigkeit	80 ml	500 ml
	6604 6361	6604 6369
Pulver	100 g	1000 g
rosa	6604 6365	6604 6393
rosa geadert	6604 6366	6604 6394
pink live	6604 6367	6604 6395
R50 geadert	6604 6368	6604 6396



Farbmuster\*  
rosa

Farbmuster\*  
rosa opak

Farbmuster\*  
rosa geadert

Farbmuster\*  
pink live

Farbmuster\*  
R50 geadert

Farbmuster\*  
farblos

\* Farbmuster sind – technisch bedingt – nicht verbindlich. Bitte entnehmen Sie die Verfügbarkeit der Farben aus der nebenstehenden Tabelle.

**BESTELL- UND SERVICE-HOTLINE**

Team Hanau (Klassische Prothetik)

☎ **0800.437 25 22** (gebührenfrei)

Team Wasserburg (Zähne)

☎ **08382.986 00** (zum Ortstarif)

**HOTLINE TECHNISCHE FACHBERATUNG**

Klassische Prothetik

☎ **01805.35 22 32** (0,14 €/min<sup>1</sup>)

<sup>1</sup>14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 ct/Minute aus Mobilfunknetzen

Unsere Medizinprodukte sind nach der europäischen Richtlinie 93/42/EWG entsprechend ihrer Klassifizierung mit einem CE-Kennzeichen versehen.

**Kontakt in Deutschland**  
Heraeus Kulzer GmbH  
Grüner Weg 11  
63450 Hanau  
Tel.: 0800 43 72 522  
Fax: 0800 43 72 329  
info.lab@heraeus.com  
www.heraeus-pala.com

**Kontakt in Österreich**  
Heraeus Kulzer Austria GmbH  
Nordbahnstr. 36/2/4/ Top 4.5  
1020 Wien  
Tel.: +43 1 408 09 41  
Fax: +43 1 408 09 41-70  
officehkat@heraeus.com  
www.heraeus-pala.com

**Kontakt in der Schweiz**  
Heraeus Kulzer Schweiz AG  
Ringstrasse 15A  
8600 Dübendorf  
Tel.: +41 43 333 72-55  
Fax: +41 43 333 72-51  
offi\_cchkh@heraeus.com  
www.heraeus-pala.com

66049282 DE 07.11 D&B/ORT



**PalaXpress® ultra und Paladon® ultra.**  
Zwei bruchsichere Standbeine  
für perfekte Ergebnisse.



**PALA®**  
Das ist Zahntechnik.

## Höchstleistung für mehr Bruchsicherheit und Schlagzähigkeit. Die ultra-Familie von Pala.

Als Erfinder bahnbrechender Prothesenkunststoffe treibt Heraeus Innovationen voran. Aktuell bieten zwei Hochleistungskunststoffe deutliche Vorteile, da sie die Fertigung besonders belastbarer und langlebiger Prothesen ermöglichen. Neben dem bruchresistenten Kaltpolymerisat PalaXpress ultra macht jetzt das bruchsichere Heißpolymerisat Paladon ultra die ultra-Familie komplett. Paladon ultra steht ebenso wie PalaXpress ultra für erhöhte Bruchsicherheit und Bruchresistenz.

### + Höhere Bruchsicherheit als mit herkömmlichen Kalt- oder Heißpolymerisaten

- Wettbewerbsvorteil durch belastbare und langlebige Prothesen
- Kostenreduktion durch minimierte Brüche und Kulanzreparaturen
- Höhere Zufriedenheit bei Kunden und Patienten

### + Hohe Prozesssicherheit für die Fertigung im Labor

- Reduzierte Sprünge beim Ausarbeiten und Polieren sowie beim Ausbetten aus der Küvette
- Strapazierfähiges Material für einfaches und schnelles Arbeiten
- Prothesen können ohne Stabilitätseinbußen grazioler ausgearbeitet werden als mit herkömmlichen Kunststoffen


### + Außergewöhnliche Qualität im bewährten Pala-System

- Normgeprüfte Farbstabilität
- Geeignet für viele Indikationen und Herstellverfahren
- Biokompatibel gemäß ISO 10993 und ISO 740



## PalaXpress® ultra. Das bruchresistente universell einsetzbare Hochleistungskaltpolymerisat.

Hinter dem sicheren und belastbaren Hochleistungs-Prothesenkunststoff steht ein Additiv, das zur Verbesserung der Bruchresistenz beiträgt. Dieses verbindet sich bei der Polymerisation besonders gleichmäßig und fest mit den weiteren Materialbestandteilen. Das Ergebnis: hohe Stabilität und Elastizität. Daher ist PalaXpress ultra besonders für Implantatarbeiten zu empfehlen



Widerstand eines vorgeschädigten Materials gegen einsetzendes Risswachstum.

Quelle: Heraeus Kulzer, F&E Wehrheim




### Peter Thüs, Zahntechnik Meister Zahntechnik Thüs-Lamkemeyer, Steinfurt

„Mit PalaXpress ultra decke ich mit einem Produkt alle Indikationen ab. Der Bruch im Labor hat sich deutlich reduziert. Das spart Zeit und Geld – und meine Kunden sind zufriedener.“



## Paladon® ultra. Das High Impact Heißpolymerisat für höchste Ansprüche.

Paladon ultra gibt Ihnen die Sicherheit, Implantatprothesen und Kombi-Arbeiten genauso einfach und sicher zu fertigen wie Teil- oder Totalprothesen. Paladon ultra übertrifft die Normwerte für Bruchzähigkeit, Biegefestigkeit und E-Modul deutlich. Für dauerhaft bruchsichere Prothetik bei z.B. Erweiterungen empfiehlt sich PalaXpress ultra.



Durch die erhöhte Schlagzähigkeit wird die Bruchgefahr minimiert.

Quelle: Heraeus Kulzer, F&E Wehrheim



### Implantatarbeit

mit PalaXpress ultra und Premium-Zähnen. ZTM Stephan Berger und ZT Frank Seifert, Heraeus Kulzer GmbH.

